

Vision One Optics

Saline

Kochsalzlösung zum Abspülen aller Arten von Kontaktlinsen



Abspülen von Kontaktlinsen
Auflösen von Enzymreinigern

Vision One Optics Saline

Anwendung: für alle Kontaktlinsen

Inhaltsstoffe: PHMB, Natriumchlorid

Verpackungsgrößen: 100ml, 385ml

EMPFEHLUNGEN ZUR ANWENDUNG

Vision One Optics Saline eignet sich zum Abspülen aller Kontaktlinsen sowie zum Auflösen von Enzymtabletten zur Proteinreinigung. Der Salzgehalt ist isotonisch zum Tränenfilm und der Phosphatpuffer stellt den pH-Wert der Lösung auf einen optimalen Wert ein.

AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Kochsalzlösungen sind eine sinnvolle Ergänzung in der Kontaktlinsenhygiene. Mit ihr werden die Linsen nach dem Tragen abgespült und dann mit dem Pflegesystem gereinigt und aufbewahrt. Sowohl Subtilisin- als auch Enzymreiniger mit dem Wirkstoff Pankreatin können in der Vision One Optics Saline aufgelöst werden.