

# Vision One Optics

## Bio-Tech Daily

Biokompatible, asphärische Tagestrage Linse mit Hyaluron in der Blisterlösung.



### Bio-verträglich mit außergewöhnlichem Tragekomfort

### Vision One Optics Bio-Tech Daily

**Anwendung:** Tagestauschsystem für Trägerinnen und Träger mit Tränenfilmstörungen. Bei nachlassendem Tragekomfort und bei längerer Tragezeit am Tag.

**Anpassempfehlung:** Brillenrefraktion bei HSA 0,0, Hornhautradienmittelwert, Kontrolle von Sitz, Beweglichkeit und möglicher Restkorrektur nach etwa einer Stunde.

**Verpackungsgrößen:** Box mit 30 Kontaktlinsen  
Anpassblister auf Anfrage

## LIEFERBEREICH

### Sphärisch [dpt]:

-12,00 bis -6,00 in 0,50-Abst.  
-6,00 bis +4,00 in 0,25-Abst.  
+4,25 bis +6,00 in 0,50-Abst.

Durchmesser [mm]:	14,20
Radius [mm]:	8,60
Wassergehalt:	58%
Handlingstint:	blue
Dk/t:	22(-3,00 dpt.)
Mittendicke [mm]:	0,09 (-3,00 dpt.)
UV-Filter:	ja

## AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Mit dieser Hioxifilcon A Tageslinse in asphärischem Design wird ein sehr guter Visus erreicht. Die optimierte biologische Verträglichkeit (Biokompatibilität) resultiert aus den „bionischen“ Eigenschaften des Materials, welches die natürliche Mucinschicht „kopiert“ und so Wasser und Tränenfilm an der Oberfläche der Linse hält. Bei gestörtem Tränenfilm und in „Trockenheitssituationen“ zeigen sich die Vorteile des Materials. So können lange Tragezeiten auch bei kritischem Tränenfilm realisiert werden. Selbst bei trockeneren Augen bleibt die Linse geometrisch stabil.