

Vision One Optics

Bio-Tech Monthly

Biokompatible, asphärische Monatslinse mit Hyaluron in der Blisterlösung.



Bio-verträglich mit außergewöhnlichem Tragekomfort

Vision One Optics Bio-Tech Monthly

Anwendung: Monatstauschsystem für Trägerinnen und Träger mit Tränenfilmstörungen. Bei nachlassendem Tragekomfort und bei längerer Tragezeit am Tag.

Anpassempfehlung: Brillenrefraktion bei HSA 0,0, Hornhautradienmittelwert, Kontrolle von Sitz, Beweglichkeit und möglicher Restkorrektur nach etwa einer Stunde.

Verpackungsgrößen: Box mit 6 Kontaktlinsen
Anpassblister auf Anfrage

LIEFERBEREICH

Sphärisch [dpt]:

-12,00 bis -6,00 in 0,50-Abst.
-6,00 bis +4,00 in 0,25-Abst.
+4,25 bis +6,00 in 0,50-Abst.

Cyl. [dpt]:

-0,75, -1,25, -1,75, -2,25
Achsen: 10° bis 180° in 10°-Abst.

Bei beiden:

Durchmesser [mm]:	14,20
Radius [mm]:	8,60
Wassergehalt:	55%
Handlingstint:	blue
Dk/t:	29 (-3,00 dpt.)
Mittendicke [mm]:	0,08 (-3,00 dpt.)
UV-Filter:	ja

AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Mit dieser Hioxifilcon A Monatslinse in asphärischem Design wird ein sehr guter Visus erreicht. Die optimierte Verträglichkeit (Biokompatibilität) resultiert aus den „bionischen“ Eigenschaften des Materials, welches die natürliche Mucinschicht „kopiert“ und so Wasser und Tränenfilm an der Oberfläche der Linse hält. Bei gestörtem Tränenfilm und in „Trockenheitssituationen“ zeigen sich die Vorteile des Materials. So können lange Tragezeiten auch bei kritischem Tränenfilm realisiert werden. Selbst bei trockeneren Augen bleibt die Linse geometrisch stabil.