

Vision One Optics®

Silicone-Tech Daily

Asphärische Silikonhydrogel Tagestragelinse mit Hyaluron in der Blisterlösung.



Sauerstoff für das Auge

Vision One Optics Silicone-Tech Daily

Anwendung: Tagestauschsystem bei gestörtem Tränenfilm. Wegen der sehr hohen Sauerstoffdurchlässigkeit für sehr lange Tragezeit am Tag. Durch das asphärische Vorderflächendesign können leichte Astigmatismern ausgeglichen werden.

Anpassempfehlung: Brillenrefraktion bei HSA 0. Kontrolle von Sitz, Beweglichkeit und möglicher Restkorrektion nach etwa einer Stunde.

Verpackungsgrößen: Box mit 30 Kontaktlinsen
Anpassblister auf Anfrage

LIEFERBEREICH

Sphärisch [dpt]:

-12,00 bis -6,00 in 0,50-Abst.

-6,00 bis +4,00 in 0,25-Abst.

+4,00 bis +6,00 in 0,50-Abst.

Durchmesser [mm]:	14,00
Radius [mm]:	8,60
Wassergehalt:	47%
Handlingstint:	blue
Dk/t:	120 (-3,00 dpt.)
Mittendicke [mm]:	0,07 (-3,00 dpt.)
UV-Filter:	ja

AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Diese moderne Filcon I Tageslinse in asphärischem Design zeichnet sich durch einen sehr guten Visus aus. Die hervorragende Spontanverträglichkeit resultiert aus dem Hyaluron in der Aufbewahrungslösung. Durch den Dk/t- Wert von 120 wird optimierte Sauerstoffversorgung des Auges gewährleistet. So können lange Tragezeiten auch bei kritischem Tränenfilm realisiert werden.