

# Vision One Optics

## Silicone-Tech Monthly

Asphärische Silikonhydrogel-Monatslinse mit sehr hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und Hyaluron.



### Sauerstoff für das Auge

### Vision One Optics Silicone-Tech Monthly

**Anwendung:** Monatstauschsystem für Trägerinnen und Träger mit hohen Ansprüchen an Tragekomfort und langen täglichen Tragezeiten.

**Anpassempfehlung:** Brillenrefraktion bei HSA 0,0, Hornhautradienmittelwert, Kontrolle von Sitz, Beweglichkeit und möglicher Restkorrektion nach etwa einer Stunde.

**Verpackungsgrößen:** Box mit 6 Kontaktlinsen  
Anpassblisters auf Anfrage

### LIEFERBEREICH

**Sphärisch [dpt]:**

-12,00 bis -6,00 in 0,50-Abst.  
-6,00 bis +4,00 in 0,25-Abst.  
+4,25 bis +8,00 in 0,50-Abst.

Durchmesser [mm]:	14,20
Radius [mm]:	8,60
Wassergehalt:	45%
Handlingstint:	blue
Dk/t:	100 (-3,00 dpt.)
Mittendicke [mm]:	0,06 (-3,00 dpt.)
UV-Filter:	-

### AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Dank des asphärischen Designs wird mit dieser Silikonhydrogel-Monatslinse ein ausgezeichneter Visus erzielt. Die sehr gute Verträglichkeit resultiert zum einen aus dem speziell abgerundeten Randdesign sowie zum anderen aus der Hyaluronanreicherung in der Lösung. Die hohe Sauerstoffdurchlässigkeit des Materials macht eine nahezu uneingeschränkte Versorgung der Epithelzellen der Cornea mit dem Grundelement des Stoffwechsels möglich. Dies führt zu einem hohen Tragekomfort für lange tägliche Tragezeiten.