

Elle 6

Vision One Optics

Einzigartige Tageskontaktlinse mit Vitaminen und Pflegesubstanzen in der Blisterlösung - ideal auch bei gestörtem Tränenfilm



Benetzung, Vitamine und mehr

- Elle 6** mit zwei Benetzungssubstanzen, einem Augenbalsam sowie drei wertvollen Vitaminen
- Anwendung:** Tagedaustauschsystem für Trägerinnen und Träger insbesondere bei Tränenfilmstörungen. In jedem Fall machen die Pflegesubstanzen das Tragen der Linsen sehr angenehm.
- Anpassempfehlung:** Brillenrefraktion bei HSA 0,0, Hornhautradienmittelwert, Kontrolle von Sitz, Beweglichkeit und möglicher Restkorrektion nach etwa einer Stunde.
- Verpackungsgrößen:** Box mit 30 Kontaktlinsen

LIEFERBEREICH

Sphärisch [dpt]:

-12,00 bis -6,00 in 0,50-Abst.

-6,00 bis +4,00 in 0,25-Abst.

Durchmesser [mm]:	14,20
Radius [mm]:	8,50
Wassergehalt:	58%
Handlingstint:	Light blue
Dk/t:	25 (-3,00 dpt.)
Mittendicke [mm]:	0,08 (-3,00 dpt.)

BESCHREIBUNG

Diese Etafilcon A Tageslinse in asphärischem Design zeichnet sich durch einen sehr guten Visus aus. Beim gestörten Tränenfilm ist die Benetzung und die Unterstützung des Auges mit Anti-Stress-Vitaminen beim Aufsetzen der Kontaktlinsen von besonderer Bedeutung. Mit Hyaluron, Vitaminen und Augenbalsam in der Blisterlösung wird eine entspannte Aufsetzsituation geschaffen.